

A1C




Pružné aplikátory s textilním povrchem

A1C - jednocívkový aplikátor ve tvaru polštářku pro lokální expozici pulzním magnetickým polem.

Rozměry: 230 x 150 x 22 mm, hmotnost: 0.4 kg

A4C



A4C - čtyřcívkový aplikátor ve tvaru ohebného pásu, pro expozici větších postižených oblastí. Prostřídáním polarity magnetického pole v jednotlivých cívkových sekcích je dosaženo vysoké léčebné účinnosti.

Rozměry: 660 x 240 x 22mm, hmotnost: 1.3 kg

ASE



ASE - speciální aplikátor s jednou tvarovanou cívkou, konstruovaný zvláště pro odstranění bolestí v oblasti bederní páteře. Aplikátor lze upevnit na sedadlo nebo vložit do křesla a expozici bederní páteře (dolních zad) provádět pohodlně v sedě.

Rozměry: 520 x 390 x 20 mm, hmotnost: 0.6 kg

aplikátor	A1C		A4C		ASE	
generátor	B_{max} [mT]	dB/dt_{max} [T/s]	B_{max} [mT]	dB/dt_{max} [T/s]	B_{max} [mT]	dB/dt_{max} [T/s]
LT-99	9.0	12.5	4.0	3.6	3.4	18.0
LT-100	8.5	12.2	3.7	3.8	3.4	18.0
VF-XP	9.0	10.5	4.3	4.0	3.3	16.0
VF-30P	14.0	21.2	7.2	8.2	4.6	22.0

Pevné plastové aplikátory

B1C - univerzální aplikátor ve tvaru torusu, zvláště vhodný pro expozici krční páteře, kloubů a svalů končetin.

Rozměry: 400 x 350 x 30mm, hmotnost: 0.75 kg

B1C



APE - magnetické pero s vysokou intenzitou magnetického pole v okolí hrotu. Je určené pro bodovou expozici pulzním magnetickým polem, především pro stimulaci akupunkturálních bodů.

Rozměry: 150 x 18mm, hmotnost: 0.12 kg

APE



aplikátor	B1C		APE	
generátor	B_{max} [mT]	dB/dt_{max} [T/s]	B_{max} [mT]	dB/dt_{max} [T/s]
LT-99	3.5	4.7	10.0	20.0
LT-100	3.0	4.4	10.0	20.0
VF-XP	3.8	6.2	8.0	16.5
VF-30P	6.5	10.8	15.2	33.3

kabely a konektory



Všechny aplikátory nabízíme ve dvou provedeních:

◀ typ VF s hladkým kabelem

typ LT se spirálovým kabelem ▶

